

**snögg®**

ANIMAL CARE

— Snögg Animal Care —

# ENSISIJAINEN HAAVASIDOS



**Uutuus**

# ENSISIJAINEN HAAVASIDOS

*Snögg* tarjoaa kolmea erilaista sidosta erityyppisille haavoille, mukaan lukien pienet haavat, voimakkaasti erittävät haavat ja infektoriskin alaiset haavat.

## — BactiDefend — DRESSING

### VÄHENTÄÄ BAKTERIKUORMAA JOPA 99%

Steriili hydrogeelisivos, jossa käytetään immuunijärjestelmää jäljitteleviä peptidejä. Side sitoo ja fyysisesti tuhoaa bakteereja aiheuttamatta aineiden vuotamista. Side edistää myös haavan paranemista tarjoamalla kostean ympäristön. Turvallinen ja biokompatiivinen. Vain ammattikäyttöön. Käytä kuiviin tai vähän erittäviin haavoihin.

- Sisältää peptidejä, jotka jäljittelevät immuunijärjestelmää
- Sitoo ja fyysisesti tuhoaa bakteereja
- Edistää haavan paranemista



REF 510003786  
5 kpl (4,5 x 15 cm)



# Foam COMPRESS



## EDISTÄÄ HAAVAN PARANEMISTA

Steriili ja imevä vaahtosidos, joka pitää haavan kosteana ja edistää haavan paranemista. Pehmeä ja joustava side, joka mukautuu kehon liikkeisiin. Ei tartu haavaan ja voidaan leikata haluttuun kokoon.

- Steriili ja imevä
- Tarjoaa kosteuden haavan paranemiselle
- Pehmeä ja joustava



REF 510003122  
10 kpl (10 x 10 cm)

REF 510003123  
10 kpl (5 x 5 cm)

# Superabsorbent COMPRESS



## VOIMAKKAASTI ERITTÄVIIN HAAVOIHIN

Steriili side, jossa on suuri imeytymiskyky voimakkaasti erittäville haavoille. Sisäinen superabsorboiva ydin voi imeä suuren määrän eritteitä. Erite pysyy sidetyynyn sisällä, mikä estää eritteen vuotamisen sidoksen läpi.

- Steriili
- Suuri imeytymiskyky
- Auttaa estämään eritteen vuotamista



REF 510003124  
10 kpl (10x10 cm)

REF 510003125  
10 kpl (10 x 20 cm)

# SIDOSTEN YLEISKATSAUS



| KÄYTTÖALUEET   | BACTIDFEND DRESSING                         | FOAM COMPRESS  | SUPERABSORBENT COMPRESS  |
|--|---|--|--|
| Vähän erittävät haavat   | ✓   | ✓  | ✗  |
| Kohtalaisesti erittävät haavat                                   | ✗   | ✓  | ✓  |
| Voimakkaasti erittävät haavat                                    | ✗   | ✗  | ✓  |
| Infektorisriskin haavat  | ✓   | ✗  | ✗  |
| Infektorisriskin alaiset haavat                                  | ✓   | ✓  | ✓  |
| Sitoo ja fyysisesti tuhoaa bakteereja                            | ✓   | ✗  | ✗  |
| Kostea haavan paraneminen  | ✓   | ✓  | ✗  |
| Steriili   | ✓   | ✓  | ✓  |
| Voidaan leikata haluttuun kokoon                                 | ✓   | ✓  | ✗  |
| Sopii käytettäväksi yhdessä Snogg Adhesive Foam -sidoksen kanssa | ✓   | ✓  | ✓  |
| <b>REF / Koko</b>  | <b>REF 510003786</b><br>5 kpl (4,5 x 15 cm) | <b>REF 510003123</b><br>10 kpl (5 x 5 cm)<br><br><b>REF 510003122</b><br>10 kpl (10 x 10 cm) | <b>REF 510003124</b><br>10 kpl (10 x 10 cm)<br><br><b>REF 510003125</b><br>10 kpl (10 x 20 cm) |

Kaikkia kolmea sidettä voidaan kiinnittää *Snogg Adhesive Foam* -sidoksella. Poista side *Snogg Removal Wipes* -pyyhkeillä.



[www.snogg.com](http://www.snogg.com)

Orkla Wound Care AB (Svetsarvägen 15),  
Box 1336, SE-171 26 Solna, Sweden  
Tel +46 (0)8 590 96325,  
snogganimal@orkla.com