

snögg®

ANIMAL CARE

—— Snögg Animal Care ——
PRIMÆRBANDAGE



Nyhed

PRIMÆRBANDAGE

Snøgg tilbyder tre typer bandager tilpasset forskellige sårtyper, inklusive små sår, kraftigt væskende sår og sår med infektionsrisiko.

— BactiDefend — DRESSING

REDUCERER BIOBURDEN OP TIL 99%

En steril hydrogelbandage, som bruger peptider, der efterligner immunsystemet. Bandagen binder og fysisk ødelægger bakterier uden at lække nogen stoffer. Bandagen fremmer også sårheling ved at give et fugtigt miljø. Sikker og biokompatibel. Kun til professionel brug. Brug på tørre eller let væskende sår.

- Bruger peptider, der efterligner immunsystemet
- Binder og fysisk ødelægger bakterier
- Fremmer sårheling



REF 510003786
5 st (4,5 x 15 cm)



Foam COMPRESS



FREMMER SÅRHEALING

Et sterilt og absorberende skumkompres, der holder såret fugtigt og fremmer sårheling. En blød og fleksibel bandage, der følger kroppens bevægelser. Den klæber ikke til såret og kan klippes til ønsket størrelse.

- Steril og absorberende
- Giver fugtig sårheling
- Blød og fleksibel



REF 510003122
10 st (10 x 10 cm)



REF 510003123
10 st (5 x 5 cm)

Superabsorbent COMPRESS



FOR KRAFTIGT VÆSKENDE SÅR

Et sterilt kompres med høj absorptionskapacitet til kraftigt væskende sår. Den interne superabsorberende kerne kan absorbere store mængder væske. Væsken forbliver låst inde i kompressen for at forhindre lækage gennem bandagen.

- Steril
- Høj absorptionskapacitet
- Hjælper til at forhindre lækage af væske



REF 510003124
10 st (10x10 cm)



REF 510003125
10 st (10 x 20 cm)

OVERSIGT



ANVENDELSESOMRÅDE	BACTIDFEND DRESSING	FOAM COMPRESS	SUPERABSORBENT COMPRESS
Lette væskende sår	✓	✓	✗
Moderat væskende sår	✗	✓	✓
Kraftigt væskende sår	✗	✗	✓
Sår med infektionsrisiko	✓	✗	✗
Kirurgiske sår	✓	✓	✓
Binder og fysisk ødelægger bakterier	✓	✗	✗
Fugtig sårheling	✓	✓	✗
Steril	✓	✓	✓
Kan klippes til ønsket størrelse	✓	✓	✗
Egnet til brug sammen med Snøgg Adhesive Foam Bandage	✓	✓	✓
REF / Størrelse	REF 510003786 5 st (4,5 x 15 cm)	REF 510003123 10 st (5 x 5 cm) REF 510003122 10 st (10 x 10 cm)	REF 510003124 10 st (10 x 10 cm) REF 510003125 10 t (10 x 20 cm)

Alle tre bandager kan fastgøres med *Snøgg Adhesive Foam Bandage*. Fjern bandagen med *Snøgg Removal Wipes*.



www.snogg.com

Orkla Wound Care AB (Svetsarvägen 15),
Box 1336, SE-171 26 Solna, Sverige
Tel +46 (0)8 590 96325,
snogganimal@orkla.com